



FILTRO SANIPURE PER LEGIONELLA

SISTEMA DI PREVENZIONE LEGIONELLA
ADATTABILE SU TUTTI I RIUNITI DENTALI



Specifiche	
Massima pressione ingresso	5 bar
Massima temperatura ingresso	50°C
Configurazione	Singolo stadio di filtrazione
Superficie filtrante interna (m ²)	0,5
Materiale membrana	MediSulfone® UF Polysulfone
Cut-off	15.000 Daltons – 0,005 µm
Ritenzione batterica	> 10 ¹⁰
Ritenzione endotossinica	> 10 ⁵ EU/ml
Ritenzione virale	>10 ⁸ (PhiX-174)
Portata a 3 bar (L/min)	5
Durata attesa	12 mesi
Connessioni	Filettata 3/8"

AVVERTENZE:
Si consiglia di montare
un prefiltro da 50/100µm
tra la cartuccia
e l'acqua in entrata.

Art. nr.	Descrizione	Connessioni (BSP)		*Capacità	Dimensioni AxLxD (mm)
		A	B		
AMB M90024	Filtro Legionella	3/8"	3/8"	5L/m	154x50

possibilità innesti rapidi



Linee guida per la prevenzione della Legionellosi.

Il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato le nuove linee guida sul rischio legionellosi nei luoghi di lavoro: (www.salute.gov.it). Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008, il titolare ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure di protezione e prevenzione per ridurre il rischio legionellosi. Per il settore odontoiatrico il rischio riguarda soprattutto l'acqua al riunito, che deve essere filtrata e disinfettata in modo da eliminare i microrganismi provenienti dalla rete idrica, per evitare il rischio di esposizione a potenziali patogeni e creare un ambiente di lavoro sicuro. Per ridurre l'esposizione del paziente e degli operatori ad aerosol potenzialmente contaminati, si raccomanda di installare filtri (< 0,2 µm) in grado di trattenere i microrganismi provenienti dalla rete idrica.

SANITYSAN

E' un marchio di proprietà Gemax Medicali

Via Vandelli 20 - 22100 Como - Tel: 0362/993041-347/3131922 - info@sanitysan.it - www.sanitysan.it

MADE IN ITALY

